



Distributeur Exclusif de tests rapides

N°réf :2006/04361

N°féd : CH-550-1046958-8

Crée en 2007, la société WIN-TEST est une société Suisse fondée par le DR VERBEKE dont l'activité principale est la distribution de différents tests de dépistage rapides, de tests de diagnostics in vitro aux services des professionnels de la santé

Les principaux tests distribués par notre société reposent sur

1/test de dépistage du HIV / INSTI

2/test de connaissance du statut vaccinal face au tétanos /TQS

3/test de dépistage de la maladie cœliaque

Et le dernier TEST EST LE COVID PRESTO, à ce jour distribue en SUISSE par nos soins

Durant plusieurs années WIN-TEST en collaboration avec des partenaires européens s'est positionnée comme une référence dans la branche scientifique par la reconnaissance internationale de son travail effectuée en collaboration avec des Professeurs Suisses.

Ce test permet en 10 minutes, à partir de 5 ou 10 µl de sang/sérum/plasma, de déterminer une immunisation au SARS-CoV-2.

Il a fait l'objet d'une évaluation :

- par le Centre National de Référence (CNR ; Laboratoire de Lyon, Pr B. Lina) dont la conclusion est la suivante:

« Au total, la sensibilité et la spécificité du test COVID-PRESTO® Test rapide COVID-19 IgG/IgM d'AAZ évaluées sur des plasmas et des sérums sont conformes à celles annoncées par le fournisseur. Le test COVID-PRESTO® Test rapide COVID-19 IgG/IgM d'AAZ apparait performant pour la détection des IgT (IgM et/ou IgG) chez les sujets ayant été infectés par le SARS-CoV-2 au-delà de 20 jours après le début des symptômes.... »

- par le laboratoire de virologie de l'hôpital Bichat (AP-HP, Dr N. Houhou-Fidouh) dont la conclusion est la suivante:

« Le test Rapide IgG IGM a une sensibilité et une spécificité tout à fait acceptable Il peut être utilisé pour le dépistage des patients au-delà de 10 jours après le début des symptômes... »

- par le service des maladies infectieuses et tropicales du CHR d'Orléans (Dr T. Prazuck) dont la conclusion est la suivante:

« Le test COVID-PRESTO® semble avoir des performances très satisfaisantes pour l'utiliser en dépistage de masse pour déterminer le niveau d'immunité de la population chez les personnes asymptomatiques ou chez celles ayant eu d'éventuels symptômes au-delà de 16 à 31 jours. »

le CNR conclut à la lecture de ses données :

« Performances compatibles avec une utilisation biologique (> 95% sensibilité, > 95% spécificité) chez les patients qui ont présenté des symptômes il y a plus de 16 jours. »

Chaque lot est contrôlé par un laboratoire de référence indépendant avant sa libération (laboratoire de la Croix-Rousse des HCL**, affilié au CNR).

La boîte contient tous les composants pour réaliser 25 tests soit:

-25 cassettes test

-1 flacon de tampon + 1 flacon de secours

-25 lancettes

-25 pipettes de 10µl

-1 notice d'utilisation

PRESENTATION

✓ WIN-TEST : SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TESTS RAPIDES

1. Principaux tests de la gamme : -

- TEST COVID PRESTO
- TEST INSTI HIV 1-2
- TEST BIOCARD COELIAC
- TEST TETANOS QUICK STICK

✓ TEST DE DEPISTAGE RAPIDE COVID PRESTO

✓ TEST IMMUNOCHROMATOGRAPHIQUE

✓ FABRICATION FRANCAISE

✓ MARQUAGE CE

2. CE TEST PAR CETTE DETECTION EST UN OUTIL COMPLEMENTAIRE A LA PCR DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID 19 DANS LE DIAGNOSTIC INITIAL DE L'INFECTION (PCR NEGATIVE) , DANS LE DIAGNOSTIC DE RATRAPAGE (PCR NON REALISEE) ET SUR UN PLAN EPIDEMIOLOGIQUE

3. CE TEST REALISABLE A PARTIR DE 5 OU 10 µl DE SANG CAPILLAIRE/ PLASMA / SERUM

- RESULTAT EN 10 MIN
- DETERMINE UNE IMMUNISATION AU SARS –COV -2
- RECHERCHE QUALITATIVE ET DIFFERENTIELLE DES ANTICORPS IgM et IgG DIRIGES CONTRE LE COVID-19

4. FIABILITE DU TEST EVALUEE :

- PAR LE CNR (CENTRE DE REFERENCE EN FRANCE) ET VALIDATION PAR LES AUTORITES SANITAIRES
 - SENSIBILITE=97% POUR ECHANTILLONS DATANT D'AU MOINS 20 J APRES DEBUT SYMPTOMES
 - SPECIFICITE=97%
- PAR LABORATOIRE VIROLOGIQUE HOPITAL BICHAT CLAUDE BERNARD
 - SENSIBILITE = 97,26 % PAR RAPPORT A PCR
 - SPECIFICITE=100% A PARTIR DE J11 APRES SYMPTOMES
- PAR LE SERVICE DES MALADIES INFECTIEUSES AU CHUR D'ORLEANS
 - SENSIBILITE=100 %
 - SPECIFICITE=100%

5. PRESENTATION

CONDITIONNEMENT EN BOITES DE 25 TESTS AVEC KIT COMPLET, LANCETTES, PIPETTES DE PRELEVEMENT, REACTIFS, CASSETTES